

# Suction Tube 吸引管

榊マイクロ吸引管は、  
小児・乳児における心臓手術の心腔内吸引に  
最も適したデザインをしております。

先端吸引口は3mm径と細く、小児・乳児の術野の確保が容易となります。  
吸引角度には45度と90度の2種類あり、胸壁、心腔内に添ったデザインをしています。

## 榊マイクロ吸引管 小児・乳児用

SCS11001 45°  
SCS11002 90°



## 榊マイクロ吸引管先端

SCS11003 先端部品



先端拡大図



SCS11003