

Retractors 開胸器・開創器

ヘイト・フィノチェット肋骨用開胸器

SCT70017 30mm (D) x 32mm (W) アーム長 83mm



フィノチェット型 肋骨開胸器

SCT70040 29mm (D) x 30mm (W) アーム長 100mm



クーリー胸骨開胸器


SCT70018 12mm (D) x 25mm (W) アーム長 83mm



Retractors 開胸器・開創器


新生児用胸骨開胸器（弁鉤取替式）2組 弁鉤

SCT70019 10・10mm (D) x 20・10mm (W)



フィノチェット胸骨開胸器（新生児用） 弁鉤

SCT70020 10mm (D) x 15mm (W) アーム長 52mm



モース胸骨開胸器（小児用） 弁鉤

SCT70021 19mm (D) x 19mm (W) アーム長 156mm




Retractors 開胸器・開創器

モース胸骨開胸器（成人用）弁鈎

SCT70022 25mm (D) x 28mm (W) アーム長 200mm

SCT70023 38mm (D) x 28mm (W) アーム長 200mm



コリンズ型肋骨開胸器

SCT70050 最大開口206mm アーム長222mm



Retractors 開胸器・開創器


デュボスト開胸器（弁鉤取替式）弁鉤

SCT70024 （大中小・各1対付）、アーム長 185mm

SCT70024-B30 30mm (D) x 100mm (W)

SCT70024-B40 40mm (D) x 100mm (W)

SCT70024-B50 50mm (D) x 100mm (W)




SCT70024-B30



SCT70024-B40



SCT70024-B50



カルポンティ開胸器

SCT70025 アーム長 200mm

SCT70025-B15 マレアブル鉤 15mm (1対)

SCT70025-B25 マレアブル鉤 25mm (1対)

SCT70025-BS メディアンブレード用スライダ



SCT70025-B15



SCT70025-B25



SCT70025-BS

Retractors 開胸器・開創器

IMA開胸器 内胸動脈用

SCT70026 アーム長170mm


SCT70026-B20 弁鉤 20mm

SCT70026-B25 弁鉤 25mm

SCT70026-H28 フック 28mm

SCT70026-H32 フック 32mm

SCT70026-H38 フック 38mm



SCT70026-B20



SCT70026-H28



SCT70026-B25



SCT70026-H32



SCT70026-H38

