

SOT-7001 デマル開瞼鉤



JAN: 4582356206092

● 規格/形状: 大 17

SOT-7002 デマル開瞼鉤



JAN: 4582356206108

● 規格/形状: 中 14

SOT-7003 デマル開瞼鉤



JAN: 4582356206115

● 規格/形状: 小 11

SOT-7004 デマル開瞼鉤



JAN: 4582356206122

● 規格/形状: 極小 8

SOS-7010 デマル開瞼鉤 ステンレス 極極小



JAN: 4582356185212

● 規格/形状: 6.0 幅


SOT-5060 未熟児鉤



JAN: 4582356205149

● 規格/形状: 横 7.8 - 縦 7.0 119

SOT-1074 クント挟瞼器



JAN: 4582356209314

● 規格/形状: 大 25 ×19 116

SOT-1075 クント挟瞼器



JAN: 4582356209321

● 規格/形状: 中 22 ×16 113

SOT-1076 クント挟瞼器



JAN: 4582356209338

● 規格/形状: 小 18 ×12 110

SOT-5061 両頭角膜鋭匙 持ち手チタン



JAN: 4582356209352

● 規格/形状: 大 3.5/3.1

SOT-5062 両頭角膜鋭匙 持ち手チタン



JAN: 4582356209291

● 規格/形状: 中 3.1/2.3

SOT-5063 両頭角膜鋭匙 持ち手チタン



JAN: 4582356209345

● 規格/形状: 小 2.3/1.5

SOT-5064 両頭角膜鋭匙 持ち手チタン



JAN: 4582356205132

● 規格/形状: 極小 1.5/1.3

SOS-5061 両頭角膜鋭匙



JAN: 4582356185083

● 規格/形状: 大 3.5/3.1

SOS-5062 両頭角膜鋭匙



JAN: 4582356185076

● 規格/形状: 中 3.1/2.3

SOS-5063 両頭角膜鋭匙



JAN: 4582356185069

● 規格/形状: 小 2.3/1.5

SOS-5064 両頭角膜鋭匙



JAN: 4582356185052

● 規格/形状: 極小 1.5/1.3

SOT-5066 斜視鉤



JAN: 4582356205101

● 規格/形状: 大 12.5 143

SOT-5067 斜視鉤



JAN: 4582356205118

● 規格/形状: 中 11 139

SOT-5068 斜視鉤



JAN: 4582356205125

● 規格/形状: 小 10 135

SKT50031 角膜保護板



※チタン製

JAN: 4582356155352

● 規格/形状: 90

SKS50031 角膜保護板



※ステンレス製

JAN: 4582356139802

● 規格/形状: 90

SOT-4001 カストロカリパー チタン



正確な測定値を得るために
軽量で破損の少ないチタンカリパーを
おすすめします

JAN: 4582356209017

● 規格/形状: 直 0-20 (0.5) 86

SOT-4002 カストロカリパー チタン



JAN: 4582356209024

● 規格/形状: 曲 0-20 (0.5) 86

カリパー (ステンレス)

SKS50253 カストロカリパー ステンレス



JAN: 4582356139093

● 規格/形状: 直 85 20

SKS50254 カストロカリパー ステンレス



JAN: 4582356139109

● 規格/形状: 曲 85 20

SKS50255 カストロカリパー ステンレス



JAN: 4582356139116

● 規格/形状: 曲 85 20 強弯


穂先を鋭角にし、且つ剛性を強める事で鑷子先端破損が無く、硬い異物を正確に掴みます

SKT10035 異物鑷子



JAN: 4582356155031

● 規格/形状: 目付 130 mm 0.4 mm




SKT10036 異物鑷子



JAN: 4582356151064

● 規格/形状: 目無 130 mm 0.4 mm



SOT-1008 角膜異物鑷子 ソープ型



波打つ溝の谷間にも施した滑り止め加工が
大小の異物をしっかり掴みます

JAN: 4582356201080

● 規格/形状: TCC横溝付 110mm

SOT-5065 異物針



JAN: 4582356209307

● 規格/形状: 1.8mm幅



SOT-5012 硬質スパーテル

JAN: 4582356209116

- 規格/形状: 129 mm 1.0 mm
- 最先端の穂先の厚みは0.3 mm

SOT-5015 硬質スパーテル

JAN: 4582356209147

- 規格/形状: 129 mm 2.5 mm

SOT-5013 硬質スパーテル

JAN: 4582356209123

- 規格/形状: 129 mm 1.5 mm

SOT-5016 硬質スパーテル

JAN: 4582356209154

- 規格/形状: 129 mm 3.0 mm

SOT-5014 硬質スパーテル

JAN: 4582356209130

- 規格/形状: 129 mm 2.0 mm

SOT-5017 ストレートスパーテル



JAN: 4582356209161

● 規格/形状: 1.0 mm

SOT-5018 ストレートスパーテル



JAN: 4582356209178

● 規格/形状: 1.5 mm

SOT-5051 毛様体解離術用スパーテル



JAN: 4582356205095

● 規格/形状: チップ 1.0 mm

SKS40042 榊 マイクロモスキート鉗子



JAN: 4582356135392

● 規格/形状: 無鉤 直 105 mm

SKS40043 榊 マイクロモスキート鉗子



JAN: 4582356135095

● 規格/形状: 無鉤 曲 105 mm

SKS40011 榊 モスキート鉗子



JAN: 4582356135125

● 規格/形状: 無鉤 直 125 mm

SKS40012 榊 モスキート鉗子



JAN: 4582356135132

● 規格/形状: 無鉤 曲 125 mm

SKT10007 フック鑷子



眼瞼縫合時に皮膚へのダメージを
最小限にする眼瞼手術時の
おすすめ品です

JAN: 4582356161353

● 規格/形状: 125 mm 0.40 mm 外径Φ2.8 mm 内径Φ2.0 mm

SKT10034 アウゲ鑷子



ダメージの少ない眼瞼把持
患部の露出等
眼瞼操作に幅広くご使用いただけます

JAN: 4582356151057

● 規格/形状: 102 mm 内径Φ5.6 mm

SKT10045 アドラー鑷子



眼瞼把持・反転操作等を
長めのハンドルで滑りなく行う際に
最適です

JAN: 4582356151088

● 規格/形状: 155 mm 5.0 mm 3×4爪

SKT10030 固定鑷子



JAN: 4582356161384

● 規格/形状: 115mm 0.30mm 外径Φ1.2mm 内径Φ0.6mm

SKT10039 グレーフェ鑷子



JAN: 4582356151071

● 規格/形状: 113mm 3.9mm 5×5爪

SKS50091 紳 二爪鉤



JAN: 4582356198663

● 規格/形状: 130mm 1.5mm

※ステンレス製

SKS50092 紳 二爪鉤



JAN: 4582356198670

● 規格/形状: 130mm 2.0mm

※ステンレス製