

Headlight Light source ヘッドライト・光源装置

LEDヘッドライト

SHL-8870/L55000



ベルト取付
バッテリー

SHL-8860/L35000



ベルト取付
バッテリー

品番	出力時間	重量	充電容量
SHL-8870/L55000	4時間	420g	4000mAh
SHL-8860/L35000	6時間	390g	3600mAh
SHL-8850/L25000	4時間	290g	2400mAh

SHL-8850/L25000



本体一体式バッテリー



ファイバーケーブルヘッドバンド

SHB-8810 ケーブル長 重量
2080mm 370g(ケーブル付)



ハロゲン、LED の光源装置に対応

品番	入力電圧	出力電力	出力電圧	外形尺寸(WxHxD mm)
SLS-8811S	100V	150W	24V	100x160x245
SLS-8810D	100V	150W	24V	285x115x264
SLS-8812L	100V	80W	13V	222x112x255

榊ファイバーライトシステム WOLF & STORZ対応

SLS-8811S
ハロゲン光源装置・シングル

SLS-8810D
ハロゲン光源装置・ダブル

SLS-8812L
LED光源装置



レトラクターアダプター

ADR-001	ACMI アダプター	ADR-005	STORZ アダプター
ADR-002	ACMI クリップ型 アダプター	ADR-006	STORZ スペア アダプター
ADR-003	WOLF アダプター	ADR-007	PILLING アダプター
ADR-004	WOLF クリップ型 アダプター	ADR-008	STRYKER アダプター



ADR-001



ADR-002



ADR-003



ADR-004



ADR-005



ADR-006



ADR-007



ADR-008

光源アダプター

ADP-001	ACMI 光源アダプター	ADP-006	PENTAX 光源アダプター
ADP-002	WOLF 光源アダプター	ADP-007	QUARTZ GLASS ACMI 光源アダプター
ADP-003	STORZ 光源アダプター	ADP-008	QUARTZ GLASS WOLF 光源アダプター
ADP-004	OLYMPUS 光源アダプター	ADP-009	QUARTZ GLASS STORZ 光源アダプター
ADP-005	FUJI 光源アダプター	ADP-010	QUARTZ GLASS OLYMPUS 光源アダプター



ADP-001



ADP-002



ADP-003



ADP-004



ADP-005



ADP-006



ADP-007



ADP-008



ADP-009



ADP-010

ファイバーケーブル

SFC-427	XENON ファイバーケーブル 2.3m / φ4.8mm (グレー)
SFC-452	ソフトタイプファイバーケーブル 2.3m / φ3.5mm (グレー) 全種対応
SFC-010	ハロゲン ファイバーケーブル 5mmφ x 225cm
SFC-020	榊 ファイバーケーブル 全種対応



SFC-427



SFC-452

Cannula カニューレ

1穴ロング

SMC100001 22.5cm ϕ 1.7mm



4穴ロング

SMC100002 19.5cm ϕ 1.5mm



通し穴(小)ロング

SMC100003 19.5cm ϕ 1.0mm



通し穴ロング

SMC100004 22.0cm ϕ 2.6mm



SMC100005 17.0cm ϕ 2.7mm



1穴ストレートタイプ

SMC100006 9.1cm ϕ 1.5mm



SMC100007 9.1cm ϕ 0.9mm



SMC100008 9.2cm ϕ 1.0mm



SMC100009 9.3cm ϕ 0.8mm




Cannula カニユーレ

穴無しタイプ

SMC100012 8.7cm ϕ 1.0mm



SMC100013 8.6cm ϕ 1.5mm



SMC100010 8.7cm ϕ 1.5mm



1穴アングルタイプ

SMC100014 9.0cm ϕ 1.5mm



SMC100015 8.8cm ϕ 1.5mm



SMC100016 7.4cm ϕ 1.4mm



SMC100017 9.0cm ϕ 1.5mm



SMC100018 7.5cm ϕ 1.5mm



SMC100019 9.1cm ϕ 1.5mm



SMC100020 9.5cm ϕ 1.5mm



SMC100021 6.2cm ϕ 1.15mm



Cannula カニューレ

チタンジョイントカニューレ 1穴



#1	120301A	5.5cm	Φ1.2mm	#6	150301A	5.8cm	Φ1.5mm
#2	120501A	7.5cm	Φ1.2mm	#7	150901A	11.6cm	Φ1.5mm
#3	120701A	9.6cm	Φ1.2mm	#8	200551A	7.7cm	Φ2.0mm
#4	120901A	11.7cm	Φ1.2mm	#9	200651A	9.0cm	Φ2.0mm
#5	121101A	13.5cm	Φ1.2mm	#18	251101B	13.7cm	Φ2.5mm

チタンジョイントカニューレ 2穴




#10	120302A	5.6cm	Φ1.2mm	#17	201252A	15cm	Φ2.0mm
#11	120502A	7.6cm	Φ1.2mm	#19	200752B	10.0cm	Φ2.0mm
#12	120702A	9.6cm	Φ1.2mm	#20	201102B	13.4cm	Φ2.0mm
#13	120902A	11.5cm	Φ1.2mm	#21	201252B	15.1cm	Φ2.0mm
#14	121102A	13.7cm	Φ1.2mm	#22	201602B	18.5cm	Φ2.0mm
#15	150302A	5.7cm	Φ1.5mm	#23	301102B	13.2cm	Φ3.0mm
#16	150902A	11.9cm	Φ1.5mm	#24	301602B	18.5cm	Φ3.0mm

チタンジョイントカニューレ 通し穴



#25	200653A	9.2cm	Φ2.0mm	#28	251553A	18.6cm	Φ2.5mm
#26	200853A	11.0cm	Φ2.5mm	#29	271603A	18.5cm	Φ2.7mm
#27	201603A	18.6cm	Φ2.0mm				

チタンジョイントカニューレ 8穴



#30	200758A	10.0cm	Φ2.0mm	#33	201758A	20.2cm	Φ2.0mm
#31	201258A	15.1cm	Φ2.0mm	#34	273008A	32.5cm	Φ2.7mm
#32	201608A	18.5cm	Φ2.0mm				

チタンジョイントカニューレ 4穴



#35	301758A	20.3cm	Φ3.0mm
-----	---------	--------	--------

シリンジコネクター




#36	LJT3100A	ジョイント	2.2cm
-----	----------	-------	-------

シリンジロック



#36	2JT3100
-----	---------

Plastic Sterilization Trays 滅菌トレー



製品No.	品名	サイズ (W × D × H)
SSPT17001	耐熱ブラマイクロケース	152 × 64 × 19
SSPT17002	耐熱ブラマイクロケース	190 × 102 × 19
SSPT17003	耐熱ブラマイクロケース	254 × 152 × 19
SSPT17004	耐熱ブラマイクロケース	254 × 152 × 38 深型
SSPT17005	耐熱ブラマイクロケース	254 × 152 × 38 + 254 × 152 × 19 2段
SSPT17010	耐熱ブラマイクロケース	152 × 64 × 38
SSPT17011	耐熱ブラマイクロケース	190 × 64 × 19
SSPT17012	耐熱ブラマイクロケース	165 × 100 × 19
SSPT17013	耐熱ブラマイクロケース	190 × 102 × 38 深型
SSPT17015	耐熱ブラマイクロケース	381 × 254 × 19
SSPT17016	耐熱ブラマイクロケース	381 × 254 × 38 深型
SSPT17017	耐熱ブラマイクロケース	381 × 254 × 38 + 381 × 254 × 19 2段